

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/01/2019

İlan No : 2019-01-307
İstem No : 45498
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORMİK ASİT	10	LT					
2	BONCUK PARAFİN	300	Kg					
3	ETANOL, ABSOLUTE	300	LT					
4	BIÇAK, FROZEN	150	Adet					
5	ENTELLAN KAPAMA MADDESİ, 500ML	5000	ML					
6	RETİKULİN, KULLANIMA HAZIR HİSTOKİMYASAL KİT	300	Test					
7	GMS, KULLANIMA HAZIR HİSTOKİMYASAL KİT	300	Test					
8	BOYA, PAMS.	200	Test					
9	CRYOSTAT	20	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FORMİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kimyasal formülü CH_2O_2 , yoğunluğu 25 derecede 1.22 gr/ml olmalıdır.
2. Analitik grade olmalıdır.
3. Ambalaj üzerinde üretici firma adı , üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
4. Orjinal 2.5 lt lik vidalı kapaklı , nonreaktif koyu renkli cam veya plastik şişede olmalıdır.
5. Malzeme kemik dokularının dekalsifikasyonu için uygun olmalıdır.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir . Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
7. Kullanılma tarihi 5 yıl sureyi kapsamayan ve açık kimyasal formülleri aynı olmayan ürünlerin teslimi kabul edilmeyecektir.
8. Teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kullanım sırasında bozuk olduğu saptanan ürünler ile ilgili firmaya iade edilecek olup ilgili ürünün firma tarafından tekrar temin edilmesi gerekmektedir.


Prof. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No 58071-108265


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. 42634

BONCUK PARAFİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklanması amacıyla kullanıma uygun tasarımı olmalıdır.
2. Granül formda en az 2.5 kg.lık 4 adet orijinal ambalajında olmalıdır.
3. İçeriğinde plastik polimeri ve başka katkı maddesi bulunmamalıdır.
4. Erime derecesi 60 °C olmalıdır. Temiz, parlak, boncuk formda birbirine yapışmayı engelleyecek şekilde polimer ve yağ katkısı içermemelidir.
5. Doku penetrasyonu ve çözünümü hızlı, kuvvetli olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
7. Rutin uygulamalarında homojen olarak erimeli ve dokulara problemsiz nüfuz etmelidir.
8. Doku takibinde ve doku gömmede iyi netice vermelidir.
9. Kesit sırasında mikrotom bıçaklarını köreltmemelidir.
10. Ürün özelliklerini belirten data sheetlerin (kullanım klavuzu) ve numunelerin ihale öncesi teslim edilmesi gereklidir.
11. Data sheetlerini (kullanım klavuzu) ve numunelerini teslim etmeyen firma değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir.Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
13. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
14. Üretici ,ürün içeriği,kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır


Yrd. Doç. Dr. Feride SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. 59071-106265


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. 42833

FROZEN BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır
2. En az 20 adetlik ambalajda olmalıdır.
3. Otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.
4. Kurumumuzda mevcut LEICE ACM 1900 frozen cihazı ile uyumlu olmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. 42634

LAM LAMEL YAPIŖTIRICISI (ENTELLAN)TEKNİK ŖARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında preparat kapatma iŖleminde yapıŖtırıcı olarak kullanıma uygun sentetik özellikte olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında 500ml.lik cam ŖiŖelerde olmalıdır.
3. Ksilen esaslı ve berrak olmalıdır.
4. AkıŖkanlıđı kapatma iŖlemin de probleme neden olmamalıdır.
5. Özellikleri laboratuvar Ŗartlarında numune test edildikten sonra onay verilecektir.
6. Ürün son kullanma tarihi en az 18-24 ay olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduđu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri deđiŖtirmekle mükelleftir.
8. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
9. Kapatma iŖlemi sonrasında arŖiv Ŗartlarında antioksidan bileŖimi ile boyanın solgunlaŖması engellenmelidir.
10. Çabuk kurumalıdır.
11. Bölümümüzde kullanılan rutin boyama kapama cihazına uygun alınmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Hamit SAYAR
MEÜ Sađlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sađlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

GOMORİ METHENAMİN SİVER(GMS) BOYASI KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içerisindeki solüsyonlar tortu , yabancı madde içermemelidir.

3. Kit içerisinde :

Periyodik asit
Silver nitrat
Hexamethylenetetramine
Sodyum tetra borate
Gold chloride
Fixing solüsyonları bulunmalıdır.

4. Kit buzdolabı koşullarında saklanmalıdır.
5. CE , TSE , belgesi olmalıdır
6. İthal olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 59.71.106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42634

BOYA, PAMS TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Solüsyon boyama işlemine hazır halde olmalı ve A-B-C-D-E-F solüsyonlarından oluşmalıdır.
 - A. Periodic acid solution 30 ml
 - B. Silver nitrate solution 30 ml
 - C. Hexamethylenetetramine solution 30 ml
 - D. Sodium tetraborate solution 30 ml
 - E. Gold chloride solution 30 ml
 - F. Fixing solution 30 ml
2. Doku kesimi içinde argyrophilic elementleri ve mucopolysaccharides (basal membranes, mycetes, bacteria, gibi) göstermek için ve renal biopsi içindeki basal membrane test etmek için kullanılmalıdır.
3. Çalışma prosedürü en fazla 1 saat 45 dakika olmalıdır.
4. Saklama ısısı 4 C derece olmalıdır.
5. Boyama işleminin sonucunda Basement membranes, glycogen, mycetes ve bacterial capsule siyah renkte net bir şekilde görülmelidir.


Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42034

(CRYOSTAT) TISSUE FREEZİNG MEDIUM

1. Suda çözülebilmelidir.
2. Dokuları boyamamalıdır.
3. Frozen cihazında hızla donabilmelidir.
4. Damlalıklı olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi en az 18-24 ay arasında olmalıdır.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğu laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değıştirmekle mükelleftir.

Yrd. Doç. Dr. 
MEÜ Sağlık ve Uygulama
Patoloji
Dip. Tes. No: 106265


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42034

ABSOLÜ ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %99.8 oranında Etanol (hacmen) içermelidir.
2. 2.5-5 litrelik cam veya plastik şişede olmalıdır.
3. Şişe alkolün uçmasını engelleyecek şekilde sızdırmaz kilit kapaklı olmalıdır.
4. Uluslar arası üretim standartlarına uygun olmalıdır.
5. İstekli firmalar numunelerini laboratuara getirmelidir.uygunluğu laboratuarda test edildikten sonra karar verilecektir.
6. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı ve ve bu tarih teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
8. Açık formülü ürünün üzerinde olmalıdır(c3h8o,No :67-63-0, Dansite :0,787 gr(m):300h,purırıte:mın 99.9%)

Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No...59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No... 42634

RETİKULİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
2. Kit içerisinde 9 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
3. Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
4. 4.Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

Potassium Permanganate (0.5%)

Sulphuric Acid (3%)

Oxalic Acid(1%)

Ferric Ammonium Sulphate (2.5%)

Silver Nitrate (10% Aqueous Solution)

Ammonia

Sodium Hydroxide (3%)

Formaldehyde (10% V/V) (Unbuffered)

Sodium Thiosulphate (5% Aqueous)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
Yatırım ve Uygulama Merkezi
MEÜ Patoloji
Dip. Tes. No: 59071-106285

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634